

取扱説明書



ポイズンリムーバー

注文コード:58696828

このたびは、ポイズンリムーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

⚠ 警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 事前に取扱説明書を読み、器具を使用して使い方に慣れておくようにしてください。
- 本品の使い回しはお止めください。
- 吸引している状態で無理やり皮膚から吸引カップを外さないでください。
- 本品は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 樹脂製品アレルギーのある方は使用しないでください。
- 用途以外の使用はお止めください。

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

- 本品の使用はあくまでも医師の手当てを受けるまでの応急処置です。必ず専門医の治療を早急に受けて下さい。
- 処置した後は洗浄・消毒を行い、軟膏や絆創膏などで皮膚のケアを行ってください。
- 吸引時にかなりの出血がある場合、本体のポンプ内部にまで血液が入りますので再利用せず使い捨ててください。
- 体質によっては吸引した部分のうっ血がひどくなる場合がありますので、その時は使用を中止するか1回の吸引時間の間隔を短くしてご使用ください。

■各部名称



- 吸引カップは取り外しできる構造なので使用時はしっかり差し込まれているか確認してください。
- ロック部分を回して解除する事でハンドルを収納できます。

■ご使用方法



- ①吸引カップを傷口に対して垂直になるようにして当ててください。
- ②写真のように本体のレバーを数回引いてください。
すると皮膚の表面がカップ内に吸引されるので血液と一緒に毒を吸い出してください。
※体質によっては吸引した部分のうっ血がひどくなる場合がありますので、
その時は使用を中止するか1回の吸引時間の間隔を短くしてご使用ください。