

ランバック® フィット


NEW

上下のベルトで
さまざまな体形にフィット

● 高いフィット性

- ・上下のベルトとサイズ別の弓状カットライン（立体裁断）でしっかりフィット
- ・豊富な6サイズ

● ズレ防止の滑り止めテープ付




● 2本のS字カーブステーがしっかりサポート



■ 汚れが目立ちにくいブラック

上 腹部ベルト




お腹まわりの大きめな方



腹部ベルトをへそよりやや上部に装着し、骨盤ベルトの下縁が腸骨（☆）にかかるように引っ張りながら体の正面で留めます。

装着方法

◆：へそ位置 ☆：腸骨位置



①腹部ベルトの両端を持ち、十分引っ張りながら、へそに対し中心になるよう体の正面で留めます。



②骨盤ベルトを引っ張りながらベルトの下縁が腸骨（☆）にかかるように留めます。



③装着完了。ゆるみやズレがないか確かめてください。

規格

オープン価格



商品番号	規格（腰廻り）	販売単位	JAN CODE	ケース単位
034292	S 65cm ~ 75cm	1 枚	4958995342925	5 枚
034293	M 75cm ~ 90cm	1 枚	4958995342932	5 枚
034294	L 90cm ~ 105cm	1 枚	4958995342949	5 枚
034295	LL 105cm ~ 120cm	1 枚	4958995342956	5 枚
034296	3L 120cm ~ 135cm	1 枚	4958995342963	5 枚
034297	4L 135cm ~ 150cm	1 枚	4958995342970	5 枚

素材

ポリエステル
ナイロン
ポリウレタン
ポリカーボネート（ステー）
※ラテックスフリー



保険対応

処置にあたり腰部固定帯を使用した場合

区分J119-2 腰部又は胸部固定帯固定35点の算定に対して、区分J200 腰部固定帯加算（初回のみ）170点を加算できる。

「ライーブ® フィット」リニューアルのご案内

竹虎の腰部固定帯「ライーブ® フィット」は、「ランバック® フィット」に生まれ変わりました。



(外側)

リニューアル 1 カラー

汚れが目立たない人気の**ブラック**に！

従来 商品名：ライーブ® フィット

NEW 商品名：ランバック® フィット

ホワイト



ブラック

リニューアル 2 サイズ

わかりやすい
サイズ表記に

腰廻り	従来		NEW
65cm ~ 75cm	S	→	S
75cm ~ 90cm	M	→	M
90cm ~ 105cm	L	→	L
105cm ~ 120cm	LL	→	LL
120cm ~ 135cm	XL	→	3L
135cm ~ 150cm	3L	→	4L

※XL、3L のサイズ表記が変更になりました。
※従来の 3L と新 3L では対応腰廻りが変わります。

リニューアル 3 背面

通気性もよく
ラテックスフリーに


従来



生地

滑り止め

NEW



通気性の良い

生地

パイル生地

メッシュ生地

滑り止め

天然ゴム

ポリウレタン

ラテックスフリー

リニューアル 4 パッケージ

見やすく・
わかりやすい
デザインに

従来



NEW



株式会社 竹虎®

https://www.taketora-web.com/

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中央区太田町2-23 藤メディビジネスセンター8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店