

1000000 Million / ミリオン®

Fit Star Glove No.880

オレフィングローブ パウダーフリー



高いグリップ力と高いフィット感で、 仕事を助けるオレフィン手袋

星型すべり止め加工で、
しっかり持てる・つかめる

よく伸びる素材で、
指先までしっかりフィット

特 長

- やわらかくフィット感の良いオレフィン素材。
- 特殊な星型表面加工により高いグリップ力がある一方でテープにはくっつきにくい。

病院でも…


- ・テープがくっつきにくいから、おむつ交換にも便利。
- ・プラスチックグローブに比べてコストも抑えられる。 ※当社比

食品工場でも…

- ・食品衛生法適合で、食品にも安心。
- ・においがほとんどしないから、におい移りの心配なし。

寸 法

サイズ	全 長	掌 部 の 幅
S	260mm±5mm	105±5mm
M	260mm±5mm	115±5mm
L	265mm±5mm	120±5mm
LL	270mm±5mm	135±5mm



サイズ	品名コード	内装 [メーカーコード 4971620]		外装 [メーカーコード 14971620]	
		入数	JAN	入数	GTIN
S	LH-880-S	200枚	851470	20箱	851477
M	LH-880-M	200枚	851487	20箱	851484
L	LH-880-L	200枚	851494	20箱	851491
LL	LH-880-LL	200枚	851500	20箱	851507

■使用上の注意

●使用は1回限りとし、使用後は直ちに廃棄してください。●使用中にかゆみ・発赤・蕁麻疹・むくみ・発熱・呼吸困難・血圧低下・ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。●万一、包装が破損、汚損している場合や、製品に破損やピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないでください。●包装を開封したらすぐに使用してください。●刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので、ご注意ください。●薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

■貯蔵及び保管方法

●直射日光や高温多湿な場所を避け、涼しいところで保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。



www.kyowa-ltd.co.jp

大阪本社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
東京支店 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
営業所：札幌・仙台・名古屋・福岡 出張所：熊本

お問い合わせ先

メディカルグループまで

大阪 TEL:06-6658-8217
FAX:06-6658-8101

東京 TEL:03-5634-3843
FAX:03-5634-3846

XK005 18.11-3,000 第2版