

いざという時のために 防災対策を！

スタンダードタイプ

非常用トイレ

超吸収タイプ

高吸水

吸水量約1.4倍^{*1}

無駄なく固める
凝固ポリマー

10g



<セット内容> ※画像は5回分です



汚物袋 凝固剤 防臭袋



超吸水

吸水量約2倍^{*1}

たっぷり固める
凝固ポリマー

15g



<セット内容> ※画像は5回分です



汚物袋 凝固剤 防臭袋

15年 保存可能^{*2}

説明書表記は
日本語/英語/中国語

抗菌^{*3}

安心の99%抗菌


消臭^{*4}

臭い吸着&
アンモニア99%消臭

防臭袋つき

7層構造&特殊フィルム
嫌な臭いを閉じ込める!!

※イラストはイメージです。
※アンモニアの24時間後の臭いものの
なす。(自社調べ)
全ての臭いに効果があるわけではあり
ません。



使用方法

1 便座を上げ、便器に
汚物袋を1枚かぶせて
便座を下ろす
(便器カバー用)




2 便座の上に
汚物袋をもう1枚
かぶせる(排泄用)



3 排泄後、
凝固剤(1回分)を
ふりかける



4 排泄用袋を取り出し、
開口部を結ぶ。
防臭袋に入れ、廃棄する
※目安:防臭袋1枚につき5回分



*1 当社従来品比 *2 未使用・未開封の場合 *3 JIS S0252 2021に準じて行われた試験結果です。複数菌種において99%以上の抗菌効果があることを確認しています。全ての菌の増殖を抑制するわけではありません。 *4 アイリスオヤマ調べ。アンモニアを滴下し、30分後99%以上脱臭することを確認しています。

スタンダードタイプ

容量	規格	JANコード	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量
5回分	BTS10-5	4967576769884	155×25×220mm	0.14kg
30回分	BTS10-30	4967576769891	265×192×50mm	0.95kg
50回分	BTS10-50	4967576769907	265×192×75mm	1.50kg
100回分	BTS10-100	4967576769914	265×192×135mm	2.98kg

超吸収タイプ

容量	規格	JANコード	サイズ(幅×奥行×高さ)	質量
5回分	BTS15-5	4967576769921	155×27×220mm	0.17kg
30回分	BTS15-30	4967576769938	265×192×55mm	1.10kg
50回分	BTS15-50	4967576769945	265×192×80mm	1.70kg
100回分	BTS15-100	4967576769952	265×192×145mm	3.50kg

① 防災の備えは基本3日分、できれば1週間分の
備蓄が推奨されています。

1日における成人の
トイレ使用回数(目安): 約 **5~7** 回

3日間(目安):
約 **15~21** 回

1週間(目安):
約 **35~49** 回

※掲載商品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※掲載している商品の色調は印刷上、実物と多少の違いが生じる場合があります。 ※掲載商品の参考価格は諸事情により予告なく変更になる場合があります。
※このカタログの掲載内容は2025年1月現在のものです。

IRIS OHYAMA